


Anti-Naip Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13075

Artikelnummer: CM0020912



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches NAIP (BIRC1/NLRB1), validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert Apoptoseinhibitor und angeborenen Immunsensor, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Ideal für Forschung zu neuronaler Apoptose und Inflammasomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4671
GenID	4671
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 750-850 von menschlichem NAIP (NP_075043.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q13075
Proteinmasse	160 kDa
Versand	Eisbeutel