


Anti-Na⁺/K⁺-ATPase Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05023

Artikelnummer: CM0003232



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen die humane Na⁺/K⁺-ATPase alpha-1 Untereinheit (ATP1A1) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Ionentransport und zum Membranpotential.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	476
GenID	476
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Na ⁺ /K ⁺ -ATPase (P05023) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05023
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel