


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Na⁺/K⁺-Atpase-Antikörper Für Wb Und Elisa - P05023 / P50993 / P13637 / Q13733

Artikelnummer: CM0022122



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die Alpha-1-Untereinheit der humanen Na⁺/K⁺-ATPase (ATP1A1). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Untersuchungen zu Ionentransport und Membranpotenzial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATP1A1, ATPase-Na ⁺ /K ⁺ -transportierende Alpha-1-Untereinheit, Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Art	Mensch
GeneID	476/477/478/480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 386-595 der humanen Na ⁺ /K ⁺ -ATPase entspricht (NP_000692.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P05023/P50993/P13637/Q13733
Proteingewicht	74 kDa/109 kDa/112 kDa/113 kDa
Versand	Kühlakku