


Anti-Na⁺/K⁺-ATPase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P05023

Artikelnummer: CM0026181



Einführung

Na⁺/K⁺-ATPase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen, das die Aminosäuren 1-100 des humanen ATP1A1 umfasst. Ideal für die Untersuchung von Ionentransport, Membranpotentialpotenzial und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Spezies	Human
GenID (Human)	476
GenID	476
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 des humanen Na ⁺ /K ⁺ -ATPase (NP_000692.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05023
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel