

Anti-Nanog Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9H9S0

Artikelnummer: CM0006945



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Nanog, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung in der Stammzell- und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nanog Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NANOG; Nanog
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79923
GenID	79923
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 153-305 des humanen Nanog (NP_079141.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9S0
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel