


Anti-Nanog Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q80Z64

Artikelnummer: CM0019063



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-NANOG, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit nachgewiesener Kreuzreaktivität mit Human. Ideal für die Untersuchung von Pluripotenz und Selbstvermehrung embryonaler Stammzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NANOG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik; NANOG
Spezies	Maus
Gen-ID (Maus)	71950
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 160-305 von Maus-NANOG (NP_082292.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q80Z64
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel