

Anti-Nans Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr45

Artikelnummer: CM0028766



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NANS, hergestellt gegen ein rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 260-359 entspricht. Geeignet für Western Blot und ELISA Anwendungen. Ideal für die Untersuchung des Sialinsäurestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NANS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NANS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54187
GenID	54187
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 260-359 von humanem NANS (NP_061819.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NR45
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel