

Anti-Nans Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr45

Artikelnummer: CM0021266



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NANS, validiert für Knockout-Studien. Geeignet für Western Blot und ELISA. NANS ist ein Schlüsselenzym in der Sialinsäure-Biosynthese, essentiell für Gehirn- und Skelettentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] NANS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54187
GenID	54187
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 260-359 von humanem NANS (NP_061819.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NR45
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel