

Anti-Nap1L1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55209

Artikelnummer: CM0011995



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-NAP1L1 Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-NAP1L1, ein Histon-Chaperon bei der Nukleosomenassemblierung, DNA-Reparatur und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAP1L1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NRP; NAP1; NAP1L; NAP1L1
Spezies	Human
GenelD	4673
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55209
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel