

Anti-Nap1L5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Nt1

Artikelnummer: CM0023690

Einführung

NAP1L5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal zur Untersuchung der Histon-Chaperon-Funktion, Nukleosomenassemblierung und hirnspezifischer Chromatin-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAP1L5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRLM; NAP1L5
Spezies	Human
GeneID (Human)	266812
GeneID	266812
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-120 von humanem NAP1L5 (NP_715638.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96NT1
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eistasche