

Anti-Napb Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H115

Artikelnummer: CM0022761

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches NAPB (SNAP-BETA), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung des ER-Golgi-Vesikeltransports und verwandter neuroentwicklungsbedingter Störungen in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAPB Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SNAPB; DEE107; SNAP-BETA; NAPB
Art	Mensch
GenID	63908
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-50 des menschlichen NAPB (NP_071363.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H115
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel