

Anti-Napg (Gammastap) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99747

Artikelnummer: CM0016854

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen NAPG (GAMMASNAP), validiert für WB und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung des vesikulären Transports vom ER zum Golgi-Apparat.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAPG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GAMMASNAP; NAPG
Spezies	Human
Gen-ID	8774
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-312 von humanem NAPG (NP_003817.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99747
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eistasche