

## Anti-Napsa Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 096009

Artikelnummer: CM0019652

### Einführung

NAPSA-Kaninchen-pAb erkennt Napsin-A, eine Aspartylprotease, die an der Verarbeitung von Surfactant beteiligt ist. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für die Lungen- und Nierenforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter            | Wert                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname          | NAPSA-Kaninchen-pAb                                                                                                        |
| Bezeichnungen/Aliase | NAPSA; KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; Napsin-A                                                                              |
| Art                  | Mensch                                                                                                                     |
| GeneID               | 9476                                                                                                                       |
| Immunogen            | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 64-190 des menschlichen NAPSA entspricht (NP_004842.1) |
| Quelle               | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie            | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung            | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität     | Ratte                                                                                                                      |
| SWISS                | O96009                                                                                                                     |
| Proteingewicht       | 45 kDa                                                                                                                     |
| Versand              | Kühlakku                                                                                                                   |