

Anti-Nars Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043776

Artikelnummer: CM0013639



Einführung

NARS Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA gegen menschliche und murine Asparagin--tRNA-Ligase. Zielt auf ein 63 kDa großes zytoplasmatisches Enzym ab, das entscheidend für die Proteinsynthese und die Zellsignalisierung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NARS; ASNRS; NEDMILG; NEDMILEG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4677
Gen-ID	4677
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 309-548 von menschlichem NARS (NP_004530.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	043776
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel