

Anti-Nasp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49321

Artikelnummer: CM0027878



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NASP (nuclear autoantigenic sperm protein), validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Histon-Chaperon-Netzwerken und DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NASP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMDRA1; FLB7527; PRO1999; NASP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4678
Gen-ID	4678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-449 von humanem NASP (NP_689511.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49321
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel