


Anti-Nat10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper () Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q9H0A0

Artikelnummer: CM0011198



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NAT10, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Zielt auf die RNA-Acetyltransferase ab, die an der mRNA-Stabilität und Ribosomenbiogenese beteiligt ist. Ideal für IVD-Forschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human NAT10 mAk
Bemerkungen/Alias	ALP; Kre33; NET43
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55226
GenID	55226
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 750-1025 von humanem NAT10 (Q9H0A0) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H0A0
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel