


Anti-Nat10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Artikelnummer: CM0003145



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen NAT10 (RNA-Cytidin-Acetyltransferase). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der mRNA-Acetylierung und rRNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAT10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55226
GenID	55226
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 750-1025 von menschlichem NAT10 (Q9H0A0) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0A0
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eisbeutel