

Anti-Nat10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Kd Validiert] Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Artikelnummer: CM0004693



Einführung

KD-validierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes NAT10 (RNA-Cytidin-Acetyltransferase) gerichtet ist. Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von RNA-ac4C-Modifikationen und der Ribosom-Biogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-NAT10 Kaninchen monoklonaler Antikörper [KD validiert]
Bemerkungen/Alias	ALP; Kre33; NET43
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55226
GenID	55226
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 676-1025 von humanem NAT10 (NP_078938.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0A0
Proteingewicht	116 kDa/107 kDa
Versand	Eisbeutel