

Anti-Nat8B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Cml2, Atase1) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhf3

Artikelnummer: CM0028096

Einführung

Hochwertiger Anti-NAT8B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges NAT8B (CML2/ATase1). Ideal für die Untersuchung der ER-Lysin-Acetylierung und die Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAT8B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CML2; Hcml2; NAT8BP; NAT8B
Spezies	Mensch
GenID	51471
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 75-165 von menschlichem NAT8B (NP_057431.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHF3
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel