

Anti-Nat9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bte0

Artikelnummer: CM0030690

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes NAT9 (Alpha/Beta-Tubulin-N-Acetyltransferase 9), geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für Forschung zur Tubulin-Acetylierung und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAT9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EBSP; hNATL; NAT9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26151
GenID	26151
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-207 von humanem NAT9 (NP_056469.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BTE0
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel