

Monoklonaler Anti-Natriuretische-Peptide-A-Antikörper Aus Kaninchen Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01160

Artikelnummer: CM0007839



Einführung

Monoklonaler Anti-Natriuretische-Peptide-A-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Das rekombinante Immunogen zielt auf das kardiale Hormon ab, das den Blutdruck, den Flüssigkeitshaushalt und den kardiovaskulären Umbau reguliert. P01160.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Natriuretische Peptide A Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4878
GeneID	4878
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26–151 der menschlichen natriuretischen Peptide A (NP_006163.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01160
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku