


Anti-Nav1.5/Scn5A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Artikelnummer: CM0009314



Einführung

Hochwertiger Anti-Nav1.5/SCN5A Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Spezifisch für menschliches Nav1.5, entscheidend für die Forschung zur kardialen Elektrophysiologie und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nav1.5/SCN5A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6331
Gen-ID	6331
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 273-357 von menschlichem Nav1.5/SCN5A (NP_000326.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14524
Proteingewicht	227 kDa/223 kDa/221 kDa/225 kDa
Versand	Eisbeutel