


Monoklonaler Anti-Nav1.5/Scn5A-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Artikelnummer: CM0008136



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Nav1.5/SCN5A, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den kardialen spannungsgesteuerten Natriumkanal ab, der für die Einleitung des Aktionspotentials essenziell ist. Ideal für kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nav1.5/SCN5A Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliasse	HB1, HB2, HH1, IVF, VF1, HBBD, ICCD, LQT3, SSS1, CDCD2, CMD1E, CMPD2, PFHB1, Nav1.5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6331
Gen-ID	6331
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 273-357 des menschlichen Nav1.5/SCN5A (NP_000326.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14524
Proteinmasse	221-227 kDa
Versand	Eisbeutel