

Anti-Naxe Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ncw5

Artikelnummer: CM0015273

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NAXE (AIBP/APOA1BP). Erkennt NAXE von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB und ELISA. Targetiert eine mitochondriale NAD(P)H-Hydrat-Epimerase, die an dem Cholesterinefflux und die Gefäßregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAXE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIBP; PEBEL; YJEFN1; APOA1BP; NAXE
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	128240
GenID	128240
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 48-170 des humanen NAXE (NP_658985.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NCW5
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel