

Anti-Nbas Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - A2Rrp1

Artikelnummer: CM0025204

Einführung

Affinitätsgereinigter Kaninchen-anti-NBAS polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und Ratten-NBAS. Ein Forschungswerkzeug für Studien zum Golgi-ER-retrograden Transport und Neuroblastomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NBAS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NAG; SOPH; ILFS2; NBAS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51594
Gen-ID	51594
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-70 von humanem NBAS (NP_056993.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	A2RRP1
Proteingewicht	269 kDa
Versand	Eisbeutel