


Anti-Nbr1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14596

Artikelnummer: CM0030767



Einführung

Anti-NBR1 kaninchen-polyclonale Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Autophagie-Adaptor beteiligt an angeborener Immunität und Proteinaggregation. Ideal für die Autophagie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NBR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IAI3B; M17S2; MIG19; 1A1-3B; NBR1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4077
GeneID	4077
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-85 von humanem NBR1 (NP_005890.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14596
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Eispackung