

Anti-Nbs1/Nbn Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O60934

Artikelnummer: CM0004434



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NBS1/NBN, validiert für WB, IP, ELISA. Nibrin ist eine Komponente des MRN-Komplexes, der für die Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen und die Telomererhaltung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NBS1/NBN Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ATV; NBS; P95; NBS1; AT-V1; AT-V2; NBS1/NBN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4683
GenID	4683
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 655-754 von humanem NBS1/NBN (O60934) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60934
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel