

## Anti-Nbs1/Nbn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60934

Artikelnummer: CM0017899



### Einführung

KO-validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen NBS1/NBN (Nibrin). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Target auf DNA-Reparatur, Telomererhaltung. SWISS: O60934.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO validiert] NBS1/NBN Kaninchen pAb                                                                                                                           |
| Anmerkungen/Alias | ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, BN                                                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 4683                                                                                                                                                            |
| GenID             | 4683                                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 520-754 des menschlichen NBS1/NBN (NP_002476.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                             |
| SWISS             | O60934                                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 85 kDa                                                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                       |