

Anti-Ncald Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P61601

Artikelnummer: CM0031026

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes Neurocalcin-Delta (NCALD). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Kalziumsignalisierung und neuronalem Gewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCALD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NCALD
Spezies	Human
GeneID (Human)	83988
GeneID	83988
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-193 von humanem NCALD (NP_114430.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61601
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche