

Anti-Ncam (Cd56) Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P13591 / P1595

Artikelnummer: CM0009762



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen NCAM (CD56) für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte; geeignet für Neurowissenschafts- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCAM Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	4684
Gen-ID	4684/17967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-413 von menschlichem/mäusischem CD56 (NP_851996.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13591/P1595
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel