

Anti-Ncam Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Artikelnummer: CM0003959



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NCAM (CD56, NCAM1), validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Neuronenadhäsion, Neuritenwachstum und Viruseintrittsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCAM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4684
GenID	4684
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 758-858 von humanem NCAM (NP_000606.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13591
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel