

Anti-Ncam1/Cd56 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13591

Artikelnummer: CM0030658



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches NCAM1/CD56, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Erforschung neuronaler Adhäsion und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCAM1 / CD56 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4684
GeneID	4684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 759-858 des menschlichen NCAM1 / CD56 (NP_851996.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13591
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel