

Anti-Ncam1/Cd56-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Artikelnummer: CM0013084



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NCAM1/CD56, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt Homologe von Maus und Ratte; geeignet für Studien zur neuronalen Zelladhäsion, zum Neuritenwachstum und zu Interaktionen mit Virusrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NCAM1 / CD56 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 759-858 des humanen NCAM1 / CD56 (NP_851996.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13591
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel