

Anti-Ncam/Cd56 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13595

Artikelnummer: CM0005964



Einführung

Der CamelBio NCAM/CD56 Kaninchen-monoklonale Antikörper (P13595) ist validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Er erkennt NCAM-Isoformen der Maus und Ratte (67–119 kDa). Ideal für Studien zu Neurowissenschaften und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCAM /CD56 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1; NCAM /CD56
Art	Maus
GenID (Mensch)	17967
GenID	17967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20–711 von Maus-NCAM /CD56 (NP_001106675.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13595
Proteingewicht	67 kDa/80 kDa/93 kDa/119 kDa
Versand	Eisbeutel