

## Anti-Ncaph Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15003

Artikelnummer: CM0025483



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen NCAPH (Condensin-Komplex-Untereinheit 2) für WB, IF/ICC, ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit humanem Material. Ideal für die Erforschung der Chromosomenkondensation und des Zellzyklus. SWISS: Q15003.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NCAPH Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | CAPH; BRRN1; CAP-H; MCPH23; NCAPH                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| Gen-ID (Human)    | 23397                                                                                                                     |
| Gen-ID            | 23397                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von humanem NCAPH (NP_056156.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                     |
| SWISS             | Q15003                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 83kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                 |