

Anti-Ncf4/P40-Phox Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15080

Artikelnummer: CM0003235



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NCF4/p40-phox (Q15080), validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Phagozyten-NADPH-Oxidase-Funktion und der chronischen Granulomatose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCF4/p40-phox Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Spezies	Mensch
GenID	4689
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 240-339 des humanen NCF4/p40-phox (Q15080)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15080
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel