

Anti-Nckap1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2A7

Artikelnummer: CM0017213



Einführung

NCKAP1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper für WB, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Das Zielprotein ist Teil des WAVE-Komplexes, der die Lamellipodienbildung und die Dynamik des Aktin-Zytoskeletts reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCKAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HEM2; NAP1; NAP125; p125Nap1; NCKAP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10787
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 des menschlichen NCKAP1 (NP_038464.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2A7
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel