


Anti-Ncoa1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15788

Artikelnummer: CM0018593



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes NCOA1/SRC1 gerichtet ist und für WB und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Coaktivierung von Kernrezeptoren und der Chromatin-Remodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCOA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; NCOA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8648
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 720-980 von humanem NCOA1 (NP_003734.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15788
Proteingewicht	157kDa
Versand	Eisbeutel