

Anti-Ncoa3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Y6Q9

Artikelnummer: CM0021205



Einführung

NCOA3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (pAb), gewonnen in Kaninchen gegen humanes NCOA3. Validiert für WB, IP, ELISA, ideal für die Untersuchung von Kernrezeptorsignalgebung, Chromatin-Remodellierung und transkriptioneller Koaktivierung. - Q9Y6Q9

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCOA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ACTR; AIB1; RAC3; SRC3; pCIP; AIB-1; CTG26; SRC-3; CAGH16; KAT13B; TNRC14; TNRC16; TRAM-1; bHLHe42; NCOA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8202
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NCOA3 entspricht (NP_858045.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y6Q9
Proteingewicht	155kDa
Versand	Eisbeutel