


## Anti-Ncoa4 Polyclonal Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13772

Artikelnummer: CM0030442



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NCOA4, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Forschung zu Ferritinophagie, Eisenhomöostase und transkriptioneller Koaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | NCOA4 Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Anmerkungen/Aliase | RFG, ELE1, PTC3, ARA70, NCOA4                                                                                                                      |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)     | 8031                                                                                                                                               |
| GenID              | 8031                                                                                                                                               |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein   Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem NCOA4 (NP_005428.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                          |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                             |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                |
| SWISS              | Q13772                                                                                                                                             |
| Proteinmasse       | 70 kDa                                                                                                                                             |
| Versand            | Eispackung                                                                                                                                         |