

Anti-Ncoa7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ni08

Artikelnummer: CM0013520



Einführung

Hochwertiger Anti-NCOA7 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA in humanen, murinen und Rattensamples. NCOA7 ist ein nukleärer Rezeptor-Coaktivator und Oxidationsstress-Protector, nützlich in der Krebs- und Neurobiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCOA7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESNA1; TLDC4; ERAP140; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; dj187j11.3; NCOA7
Spezies	Human
GeneID (Human)	135112
GeneID	135112
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-90 von humanem NCOA7 (NP_861447.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NI08
Protein-Gewicht	106kDa
Versand	Eistasche