


Anti-Ncoa7-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ni08

Artikelnummer: CM0006094



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NCOA7, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines NCOA7, einen Koaktivator nukleärer Rezeptoren, der an der Transkriptionsregulation, dem Schutz vor oxidativem Stress und der Hemmung des Viruseintritts beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCOA7-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	NCOA7; ERAP140; ESNA1; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; TLDC4; dj187j11.3; Koaktivator des nukleären Rezeptors 7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	135112
Gen-ID	135112
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 777-942 des humanen NCOA7 (NP_861447.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8Ni08
Proteingewicht	12 kDa/25 kDa/28 kDa/33 kDa/92-106 kDa
Versand	Kühlakku