

Anti-Ncor1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb - 075376

Artikelnummer: CM0027680



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen Nuclear Rezeptor Corepressor 1 (NCOR1), geeignet für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Transkriptionsrepression und Chromatinodynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCOR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	N-CoR, TRAC1, N-CoR1, hN-CoR, PPP1R109, NCOR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	9611
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-200 des menschlichen NCOR1 enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75376
Proteingewicht	270 kDa
Versand	Eisbeutel