


Anti-Ncor2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y618

Artikelnummer: CM0026617



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NCOR2 (SMRT). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Chromatin-Remodellierung und transkriptioneller Repression, die durch Kernrezeptoren vermittelt wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCOR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMRT; TRAC; CTG26; SMRTE; TRAC1; N-CoR2; TNRC14; TRAC-1; SMAP270; SMRTE-tau; NCOR2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9612
GeneID	9612
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-113 von humanem NCOR2 (NP_006303.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y618
Proteingewicht	274kDa
Versand	Eistasche