

Anti-Ncr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 076036

Artikelnummer: CM0018326



Einführung

Kaninchen anti-human NCR1 (CD335, NKp46) polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 1; ideal für die NK-Zellbiologie und die immuno-onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46; NCR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9437
GenID	9437
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 151-303 von humanem NCR1 (NP_001138929.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	076036
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel