

Anti-Ncr3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14931

Artikelnummer: CM0007195



Einführung

Hochwertiger Anti-NCR3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, FC (intrazellulär) und ELISA. Zielmolekül ist der Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 3 (NKp30/CD337) auf humanen NK-Zellen, der entscheidend für die Tumorzellabtötung und die Reifung dendritischer Zellen ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCR3 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 3
Spezies	Human
GeneID (Human)	259197
GeneID	259197
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14931
Proteingewicht	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Versand	Kühlakku