

Anti-Ncs1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62166

Artikelnummer: CM0031081



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NCS1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu neuronalen Kalziumsensoren, Forschung zur synaptischen Plastizität und Analyse der Kalziumsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLUP; FREQ; NCS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23413
GenID	23413
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 von humanem NCS1 (NP_055101.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62166
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel