

## Anti-Ncs1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62166

Artikelnummer: CM0013382



### Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die auf menschliches NCS1 (Neuronaler Calciumsensor 1, Frequenin-Homolog) abzielen. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA Anwendungen; reagiert kreuz mit Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 22 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | NCS1 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Aliase | FLUP, FREQ, NCS1                                                                                                              |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)     | 23413                                                                                                                         |
| GenID              | 23413                                                                                                                         |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-190 von menschlichem NCS1 (NP_055101.2) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS              | P62166                                                                                                                        |
| Proteingewicht     | 22 kDa                                                                                                                        |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                     |