


Anti-Ncstn Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Artikelnummer: CM0015363



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes NCSTN (Nicastrin), eine Gamma-Sekretase-Untereinheit. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Alzheimer-Krankheit und Notch-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCSTN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATAG1874; NCSTN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23385
Gen-ID	23385
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 429-669 von humanem NCSTN (NP_056146.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92542
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eistasche