

Anti-Nctr2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95944

Artikelnummer: CM0004614



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches NCTR2 (NKp44, CD336) für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem Gewebe/Proben; ideal für die Forschung zu natürlicher Killerzell-Zytotoxizität und Tumormimmunüberwachung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCTR2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dj149M18.1; NCTR2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9436
Gen-ID	9436
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem NCTR2 (O95944) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95944
Proteinmolekulargewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel